




ПРОБОДЕЛИТЕЛЬ 13000 УСТРОЙСТВО ПРОБОДЕЛИТЕЛЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. Введение Устройство**
- 2. Информация по безопасности**
- 3. Устройство учетом устройством**
- 4. Прободелитель метод**



1. Устройство ВВЕДЕНИЕ

- 1.Чехол для проб(справа)**
- 2. Чехол для проб(слева)**
- 3.Бункер**
- 4.корпус**
- 5.Лезвие**
- 6. Опорные кронштейны**

2. Политика безопасности

2.1. Политика безопасности

Наша компания принимает самое лучшее качество и доверие принцип в производстве продукции. Наша компания постоянно поддерживает деятельность R & D (исследования и разработки) с помощью своих профессиональных сотрудников он учредил по своим масштабам внимательно следит инновации как в стране, так и за рубежом с целью повышения клиента удовлетворительным в устройствах, которые они изготавливаются пользу от последние возможности техники.

Наша компания получила сертификат, обеспечивая его техническое обслуживание в соответствии со стандартами TSE (Турецкий институт стандартов) в целях предоставления более качественных услуг для наших уважаемых клиентов. Сразу после этого, наша компания зарегистрировала, что делает производство в соответствии с европейскими стандартами путем получения CE (европейские стандарты) сертификата.

Наша компания увеличивает темпы роста каждый год, и будем продолжать предоставлять услуги высокого качества и безопасности для наших уважаемых клиентов, в ногу с глобализацией мировых условиях при поддержке наших уважаемых клиентов.

2.2 Информация безопасности:

- Немедленно проверьте устройство и пакет имеет ли повреждение или нет. Если устройство имеет повреждения, он не должен быть разработан и проконсультироваться с продавцом.
- Поскольку ребра лопастей заострены, будьте осторожны, чтобы не положить руку на выходной точки лезвия для того, чтобы провести измерительную случай. В противном случае, лезвие может сократить вашу руку.
- Не позволяйте другим людям использовать Гектолитр устройство, оператор пользователь должен использовать.
- Пользователь должен читать и применять инструкцию по эксплуатации для оператора.
- Позвоните в Службу технической поддержки, когда у вас возникнут проблемы..

3. Аппарат с устройством

1. Руководство пользователя 1 штук
2. Гарантийный сертификат 1 штук

4. Прободелитель метод

Марка БАСТАК, модель 13000. Проводя анализ, в однородном состоянии, прибор делится на две равные части. Данная проба высыпается сверху в пробную посуду, затем в результате открытия нижней крышки, продукт погружается в нижнюю ее часть. Данная проба, проходя через 38 проходов, тщательно смешивается, затем делится и высыпается в две разные сборные тестовые посуды. Две параллельные посуды выдают пробу с одинаковым результатом. Все части прибора изготовлены из медного и латунного материала. Имеется гарантия нержавения. Внешние размеры прибора составляют 850x450x450 мм, чистый вес прибора 10 кг. При неправильной эксплуатации, неисправности в состав гарантии не входят. Имеет 1 года гарантии и 10 летние гарантийные запасные части.

